

# IWAKI ガラスベースディッシュ 特別価格キャンペーン

期間：2020年12月1日～2021年2月26日

通常定価の  
**20 or  
25%  
OFF!**

キャンペーン対象製品を**2箱以上（組合せ自由）**ご注文で、  
**20 or 25%OFF**にてご提供！是非この機会にご検討下さい！  
ご注文の際は、裏面のキャンペーン専用注文書にてお願い致します。

## ガラスベースディッシュ（ガラス底面培養容器）



底面ガラス厚（呼称）：No.1・No.1S・グリッド付きNo.1S

細胞培養面の一部分が、カバーガラスとなっており、より高感度の細胞観察が可能です。

### ■持ちやすい

・本体と蓋の段差を少なくし、掴みやすい形状にしています。

### ■そのまま培養可能


・コラーゲンなどの細胞外基質（ECM）コート無しに、そのまま細胞を播種・培養できます。周りのポリスチレン面にも細胞が接着します。（※細胞の種類や培養条件により、細胞接着は異なります。必要に応じてECMコート製品をご利用下さい。）

### ■グリッド付製品も品揃え

・カバーガラスにグリッドパターン（グリッド間隔150μm）を培養面と反対の面に印字しています。記録用紙（グリッドパターン）を製品に同封しています。ダウンロードも可能です。

<http://iwaki.atgc.co.jp/div/rika/pdf/gbgrid.pdf>

### ■日本製（静岡本社工場で製造）です。



キャンペーンコード	区分	品種コード	底面ガラス部直径 (mm)	カバーガラス厚 (mm)	グリッド	箱入数 (個)	キャンペーン定価 (円)
10-1132	7●	3910-035	27	0.12~0.17	無	50	<del>22,500</del> → <b>16,880</b>
10-1133	7●	3911-035	12			50	<del>17,500</del> → <b>13,130</b>
10-1134	7●	3970-035	27	20		<del>9,000</del> → <b>6,750</b>	
10-1135	7●	3971-035	12	20		<del>7,000</del> → <b>5,250</b>	
10-1136	7	3922-035	12	0.16~0.19	有	20	<del>18,000</del> → <b>14,400</b>

★個包装 ★E.O.G.滅菌済 ★材質：ディッシュ：ポリエチレン、カバーガラス：ホウケイ酸ガラス

※詳しい仕様は、SAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) をご覧下さい。

※必ず裏面の専用注文書にてご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

キャンペーンご注文時に裏面のアンケートにお答え頂くと、  
抽選で5名様へiwakiの食器をプレゼント♪



# IWAKI ガラスベースディッシュ特別価格キャンペーン 専用注文書

〔ご注文日： 年 月 日〕

ご施設名		ご所属	
お名前		TEL	
ご住所	(〒 - )		
利用販売店	(支店・営業所) 担当名		

※ご注文の合計が、2箱以上になるように数量をご記入下さい。

No.	キャンペーンコード	品種コード	現在ご使用のメーカーはどちらですか？	ご注文箱数
1	10-1132	3910-035	IWAKI・その他(メーカー名 )・初回購入	
2	10-1133	3911-035	IWAKI・その他(メーカー名 )・初回購入	
3	10-1134	3970-035	IWAKI・その他(メーカー名 )・初回購入	
4	10-1135	3971-035	IWAKI・その他(メーカー名 )・初回購入	
5	10-1136	3922-035	IWAKI・その他(メーカー名 )・初回購入	
			合計	

◎簡単なアンケートにお答え下さい。□に✓を入れて下さい。

①今回のキャンペーンはどちらでお知りになりましたか？

販売店の紹介  知り合いの研究者、他からの紹介  インターネット(IWAKIホームページを見て)

②IWAKIブランドを継続使用頂いているお客様へお伺いします。

ご使用頂いている理由を教えてください。(複数回答可能)

価格が安いから  品質が良いから  日本製で安心だから  販売店が奨めるから  
 納期が早いから  その他( )

③今回初めてIWAKIブランドをご購入頂くお客様へお伺いします。

今回注文された理由を教えてください。(複数回答可能)

キャンペーンで価格が安いから  他のIWAKI製品を使用していて品質が良いから  日本製で安心だから  
 販売店が奨めるから  現在、使用中の製品に不満を持っているから(価格・品質・納期)  
 その他( )

④細胞培養等に用いる遠沈管(滅菌済みディスポーザブル)に求める機能について教えてください。(2項目まで選択可能)

遠心強度  透明度(視認性)  目盛があること/目盛の見やすさ  凍結保存に使用可能  
 キャップの締め易さ  キャップの密閉度(漏れない)  その他( )

◎プレゼント抽選に応募される方はE-mailアドレスをご記入下さい➡

プレゼント当選のお客様にはE-mailアドレスへご連絡させていただきます。

※本注文書にご記入頂きましたお客様の個人情報は、製造元メーカー(AGCテクノグラス㈱)または弊社営業担当からの訪問情報として活用致しますので、予めご了承下さい。

三商使用欄: 受注日

受注No.

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...